

盐酸胍溶液（8M）

产品货号：R21601

产品规格：100ml/500ml

产品简介：

盐酸胍(Guanidine Hydrochloride)分子量为95.53，CAS号为50-01-1，可用于蛋白变性及蛋白折叠。该盐酸胍溶液可溶解蛋白质，导致细胞结构破坏，核蛋白二级结构破坏，从核酸上解离下来，现多用于提取细胞总RNA实验中的强烈变性剂，使蛋白质变性。

产品内容：

| 产品名称 | 规格 | 保存温度 |
|-----------|-------------|------|
| 盐酸胍溶液（8M） | 100ml/500ml | 室温 |

操作步骤（仅供参考）：

1. 按实验具体要求操作。

注意事项：

1. 如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：18个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>