

异硫氰酸胍溶液（5M）

产品货号：R21612

产品规格：100ml/500ml

产品简介：

异硫氰酸胍溶液(Guandine thiocyanate, GITC)分子量为118.16，可用于变性裂解细胞，提取RNA，无RNase和DNase活性，多用于提取细胞总RNA实验中的强烈变性剂和裂解剂。

产品内容：

| 产品名称 | 规格 | 保存温度 |
|-------------|-------------|------|
| 异硫氰酸胍溶液（5M） | 100ml/500ml | 室温 |

操作步骤（仅供参考）：

1. 根据实验具体要求操作。

注意事项：

1. 如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>