

## TEN 缓冲液 (10×, pH=8.0)

产品货号: R20323

产品规格: 500ml

### 产品简介:

Tris(三羟甲基氨基甲烷)为弱碱, 分子式为 $C_4H_{11}NO_3$ , 相对分子量为121.14, 在25℃下pKa为8.1, Tris缓冲液的有效缓冲范围在pH7.0~9.2之间, 用来作为各种缓冲液的基础成分, 调节酸碱度。TEN缓冲液(1×, pH8.0)由10mM Tris-HCl缓冲液(pH8.0)、1mM EDTA(pH8.0)以及氯化钠组成, 由于该溶液由Tris-HCl、EDTA、NaCl组成, 故而简称为TEN, 属于pH缓冲液。

### 产品内容:

产品名称	规格	保存温度
TEN缓冲液 (10×, pH=8.0)	500ml	室温

### 操作步骤 (仅供参考):

1. 按实验具体要求操作, 无需稀释, 直接使用。

### 注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司  
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com