

PIPES 溶液 (1M,pH=9.4)

产品货号: R23215

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

PIPES 即 Piperazine-1,4-bisethanesulfonic acid, 中文哌嗪-1,4-二乙磺酸, 分子式为 $C_8H_{18}N_2O_6S_2$, 分子量为 302.40, CAS Number 5625-37-6。PIPES 是一种非离子两性缓冲剂, pH 在 6.1~7.5 范围具有较好的缓冲能力。

尚宝生物 PIPES 溶液(1M,pH9.4)主要由 PIPES、去离子水组成, 调 pH 至 9.4, 是常用的生物缓冲液, 常用于流式细胞分析。

产品组成:

| 试剂名称 | 规格 | 保存条件 |
|----------------------|-------------|------|
| PIPES 溶液 (1M,pH=9.4) | 100ml/500ml | 4℃ |

操作步骤:

1. 根据实验具体要求操作。
2. 一般工作终浓度为 10~50mmol/L。

注意事项:

1. 高浓度 PIPES 对某些细胞可能有一定毒性。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>