

## 地衣红染色液(1%)

产品货号: R22058

产品规格: 50ml

### 产品简介:

地衣红又称苔红素, CAS号1400-62-0, 分子量为500.51, 是生物媒染剂, 可以HbsAg和鞭毛等进行染色。尚宝生物 地衣红染色液(1%)主要由地衣红、磷酸盐、去离子水等组成, 操作简单、特异性高, 但染色效果可能受到不同批次原料而有差异。

### 产品组成:

产品名称	规格	保存条件
地衣红染色液(1%)	50ml	室温, 避光

### 操作步骤:

1. 按实验具体要求操作。

### 注意事项:

1. 染色效果可能受到不同批次原料而有差异。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 有效期:

6 个月有效。



扫一扫 加微信

**上海尚宝生物科技有限公司**  
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>