

## 阿氏液(Alsever Solution)

产品货号: R22028

产品规格: 100ml/500ml

### 产品简介:

阿氏液又称为Alsever液或红细胞保存液,是一种等渗平衡盐溶液。Alsever液可以保护红细胞,通常用作抗凝剂或血液防腐剂,用于采血、保存和运送含有红细胞的血液。

尚宝生物 Alsever Solution主要由柠檬酸、柠檬酸钠、葡萄糖、氯化钠等组成, pH值为5.9~6.3,其中柠檬酸钠起到抗凝作用,葡萄糖为细胞提供营养。允许全血在冷藏温度下储存2个月而不改变红细胞的活性,该溶液经过滤除菌处理,1~4:1稀释后使用。

### 产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
阿氏液(Alsever Solution)	100ml/500ml	4℃

### 操作步骤(仅供参考):

1. 根据实验具体要求操作。
2. 一般取全血与 Alsever Solution 按 1~4:1 混合后, 4℃ 保存 2 个月。

### 注意事项:

1. 注意无菌操作, 避免污染。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 有效期:

3 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司  
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com