

细胞蛋白提取试剂盒（50次）

产品货号：26411

产品规格：50次

产品简介：

从细胞中提取总蛋白是Western Blot的关键步骤。本试剂盒为细胞总蛋白提取提供完整的解决方案。直接用裂解-结合缓冲液重悬培养细胞，然后加入抽提试剂去除非蛋白成分，离心、干燥后即可得到总蛋白。蛋白沉淀溶解后用常规方法进行蛋白定量。提取过程可在30-60分钟内完成，可在1.5ml离心管微量提取也可大规模制备，极为简便高效。

产品内容：

产品名称	包装	储存条件
5×cell lysis buffer	5ml	2-8℃保存
100×DTT 溶液	0.25ml	-20℃保存

备注：

5×cell lysis buffer 使用前加水 20ml 及 0.25ml 的 100×DTT 溶液，于-20℃保存。

操作步骤：

1. 消化洗涤并 800g 离心收集细胞，用 PBS 清洗 2 次；
2. 每 5-10×10⁶ 细胞加入 0.5 ml 裂解液，振荡重悬，4℃ 静置 20 分钟；
3. 10,000g 4℃ 离心 5 分钟，细胞碎片沉淀在管底；
4. 收集上清，BCA 定量，以备后期 Western 等实验使用。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱：saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com