

10×PBST

产品货号: P6122

产品规格: 500ml

产品简介:

PBST (phosphate buffered solution) 即含吐温-20的磷酸盐缓冲液, 能够提供相对稳定的离子环境和pH缓冲能力, 是生物学中经常使用的缓冲盐溶液, 主要用于免疫组化和原位杂交, 酶联免疫等实验中, 清洗免疫印迹膜等。产品为无色液体, pH为7.2-7.4, 主要成分为磷酸二氢钾、磷酸氢二钠、氯化钠以及吐温-20。

本产品为10×原液, 不可直接使用, 需要稀释到1×工作液使用。4℃保存可延长产品保质期, 长期不用建议低温保存。

产品组成:

组分	浓度
Na ₂ HPO ₄	8mM
NaCl	0.136M
KH ₂ PO ₄	2mM
KCL	2.6mM
Tween-20	0.5%(V/V)

注意事项:

1. 低温储存较易产生沉淀。如果发现有沉淀产生, 请摇晃或置于 37℃水浴至完全溶解后再使用。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期:

2-8℃, 保存 6 个月。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>