

Triton X-100溶液（10%）

产品货号：R21596

产品规格：100ml/500ml

产品简介：

Triton X-100又称曲拉通100或聚乙二醇辛基苯基醚，是一种非离子型表面活性剂（或称去污剂），分子量为646.86，CAS号为9002-93-1。1%的Triton X-100常用于漂洗组织标本，0.3%的Triton X-100则常用于稀释血清，0.1%的Triton X-100常用于LAMP（环介导等温扩增），配制BSA等。但通常是先配制成10-30%的Triton X-100储备液，临用时稀释至所需浓度。

Triton X-100溶液(10%)主要由Triton X-100、去离子水等组成，未经无菌处理，常用作去污剂或破膜剂。该试剂仅用于科研领域，不宜用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

名称	规格	保存条件
Triton X-100溶液（10%）	100ml/500ml	4℃

操作步骤(仅供参考)：

1. 按实验具体要求操作。
2. 该试剂浓度较高，一般稀释至0.1%-1%后使用。

注意事项：

1. 注意无菌操作，避免细菌等污染。
2. 温度较冷时，有可能产生絮状无或者结晶，应25-37℃温浴至完全溶解。

有效期：6个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>