

亚历山大染色液

产品货号: R23342

产品规格: 10ml/50ml/100ml

产品简介:

亚历山大染色液(Alexander stain)是一种植物花粉类染料, 常用于细胞核染色, 对于植物花粉, 染色后会称紫红色。尚宝生物 Alexander stain 主要由孔雀绿、酸性品红、苯酚等组成, pH 呈酸性, 是很好的植物花粉粒的染色剂。

产品组成:

产品名称	产品规格	保存条件
亚历山大染色液	10ml/50ml/100ml	室温, 避光

自备材料:

1. 载玻片、盖玻片
2. 光学显微镜

操作步骤 (仅供参考):

1. 取新鲜花朵, 小心去除花瓣和雌蕊。
2. 将花粉物质置于载玻片, 滴加 2-3 滴 Alexander Stain。
3. 充分混合, 立即盖上盖玻片染色 5-10h。
4. 吸去多余液体, 显微镜下观察。

注意事项:

1. 染完色后, 应立即显微镜下观察。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件: 12 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>