

## 阿拉伯胶水溶液(25%)

产品货号: R21725

产品规格: 100ml/500ml

### 产品简介:

阿拉伯胶又称为阿拉伯树胶,是一种天然植物胶,取自一种名为Acacia的树,具有复杂的分子结构,主要包括有树胶醛糖、半乳糖、葡萄糖醛酸等。阿拉伯胶水溶液(25%)由阿拉伯胶、去离子水组成,属于增稠剂,多用于组织切片封固。

### 产品组成:

产品名称	产品规格	保存条件
阿拉伯胶水溶液(25%)	100ml/500ml	室温

### 操作步骤:

1. 染色完毕后,尽量吸干净染色液。
2. 滴加阿拉伯胶水溶液(25%)于组织切片上,盖上盖玻片,让切片接触封片液,尽量避免气泡。

### 注意事项:

1. 如果每次的使用量很小,可以适当分装后再使用。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。



扫一扫 加微信

**上海尚宝生物科技有限公司**  
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>