

结晶紫 MES 溶液 (0.1%, PH=6.0)

产品货号: R21800

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

结晶紫(Crystal violet)又称甲紫, 分子式为 $C_{25}H_{30}N_3Cl \cdot 9H_2O$, 分子量为 407.98, CAS 号为 548-62-9。结晶紫属于碱性染料, 能溶于水、乙醇, 可以把组织和细胞核染成紫色。结晶紫在细胞学、组织学和细菌学等方面应用极广, 是一种优良的染色剂。细胞核染色常用染色液, 用来显示染色体的中心体, 并可染淀粉、纤维蛋白、神经胶质等, 但染色后不宜长久保存。结晶紫 MES 溶液(0.1%, pH=6.0)主要由 0.1%结晶紫、0.2M MES buffer 组成, 多用于细胞染色。

包装清单:

| 产品名称 | 规格 | 储存条件 |
|---------------------------|-------------|--------|
| 结晶紫 MES 溶液 (0.1%, PH=6.0) | 100ml/500ml | 室温, 避光 |

操作步骤:

1. 根据实验具体要求操作。

注意事项:

1. 结晶紫对人体有害, 请注意适当防护。
2. 第一次使用本试剂时建议先取 1~2 个样品做预实验。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件: 12 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>