

## AP 标记抗体稀释液

产品货号: R22009

产品规格: 10ml/50ml/100ml

### 产品简介:

尚宝生产的 AP 标记抗体稀释液(AP-Antibody Dilution Buffer)适用于免疫组织化学与免疫印迹等实验中 AP 标记抗体的稀释。稀释液中添加了抗体保护剂和稳定剂等成分,有效增加了稀释后 AP 标记抗体的稳定性。用此稀释液稀释后的 AP 标记抗体可在 2-8℃ 稳定保存至少六个月。

### 产品组成:

产品名称	规格	储存条件
AP 标记抗体稀释液	10ml/50ml/100ml	-20℃

### 操作步骤:

按照一抗推荐效价(或个人优化条件),将适量抗体加入抗体稀释液中即可。例如,效价为 1:1000 时,可将 1ul 抗体加入到 1ml 抗体稀释液中,充分混匀后即可使用。抗体最好现用现稀释,稀释后的抗体可 2-8℃ 保存。

### 注意事项:

1. 如需抗体回收再利用,建议在 2-8℃ 进行抗体的结合反应,以减缓抗体效价的衰减速度。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 保存条件:

-20℃ 保存,有效期为 2 年。短期可 2-8℃ 保存。



扫一扫 加微信

**上海尚宝生物科技有限公司**  
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>