

原钒酸钠溶液 (Na₃VO₄,0.1M)

产品货号: T15227

产品规格: 10ml

产品简介:

蛋白酶抑制剂(Protease Inhibitor)是指与蛋白酶分子活性中心上的一些基团结合,使蛋白酶活力下降甚至消失但不使蛋白变性的物质。蛋白酶抑制剂有很多种,包括 EDTA、E-64、NaVO₃、Bestatin、Leupetin、PepstatinA、Aprotinin 等均可有效抑制蛋白的降解,并维持原有的蛋白间相互作用。原钒酸钠溶液(NaVO₄,0.1M)主要由原钒酸钠(又称正钒酸钠)等组成,经煮沸处理,不含 EDTA,属于广谱酪氨酸磷酸酶抑制剂

产品组成:

产品名称	规格	储存条件
原钒酸钠溶液 (Na ₃ VO ₄ ,0.1M)	10ml	-20℃

操作步骤:

1. 开盖前请低速离心一下,以便将黏附于管壁的液体甩至管底。
2. 使用时,根据裂解液的用量加入原钒酸钠溶液(NaVO₄,0.1M),使其终浓度达到合适的量。

注意事项:

1. 原钒酸钠溶液(NaVO₄,0.1M)有轻微刺激性,小心操作,同时应避免反复冻融。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件: 12 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>