

MES SDS Running Buffer(20×)

产品货号：R22040

产品规格：500ml

产品简介：

MES SDS 电泳缓冲液(20×) 专门为使用 Bis-Tris 凝胶分离小到中型分子蛋白而设计。

使用正确的缓冲液，优化蛋白分离效果

MES SDS 电泳缓冲液和 MOPS SDS 电泳缓冲液都可以用于Bis-Tris 凝胶中。蛋白在MOPS 缓冲液中的迁移速度低于在MES缓冲液中的迁移速度。

得到一致的，便捷和高品质的结果

预混的缓冲液通过便捷的方式，来确保高品质的，一致性的电泳结果。所有的缓冲液都用高纯度试剂配制，并经过严格的质量控制。缓冲液是浓缩型的，在使用前只需用蒸馏水稀释即可。

仅供研究使用。不适用于动物或人类治疗或诊断用。

