

5×丽春红染色液

产品货号: R21983

产品规格: 50ml

产品简介:

丽春红染色液 (Ponceau S Staining Solution)，可以检测PVDF膜、硝酸纤维素膜和醋酸纤维素膜上的蛋白，但不适用于尼龙膜上的蛋白的检测。丽春红带负电荷，可以与带正电荷的氨基酸残基结合，同时丽春红也可以与蛋白的非极性区相结合，从而形成红色的条带。丽春红对蛋白的染色是可逆的，可以直接在膜上进行免疫检测。

产品特点:

染色可逆，效果好，时间短。

产品应用:

用于ELISA/WB/IP检测中染色，但不适用于尼龙膜。

保存条件:

2-8℃，避光保存。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>