

## Western转移缓冲液(5×, 尼龙膜)

产品货号: T15212

产品规格: 500ml

### 产品简介:

Western转移缓冲液又称蛋白印迹转移缓冲液或转膜缓冲液, 适用于Western Blot 实验中把蛋白质转移到尼龙膜上, 以便进行抗体的孵育和下游实验。

尚宝生物Western转移缓冲液主要成分为Tris、甘氨酸等, 不含甲醇。不适用于把蛋白质转移到PVDF膜或硝酸纤维素(NC)膜上, 该试剂为5×溶液。

### 产品组成:

名称	规格	保存条件
Western转移缓冲液(5×, 尼龙膜)	500ml	4℃

### 操作步骤(仅供参考):

1. 稀释至1×后使用。
2. 大多数蛋白质转移, 应置于4℃进行, 以防止蛋白降解。

### 注意事项:

1. 密闭保存, 开启后尽快用完。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 3个月有效。



扫一扫 加微信

**上海尚宝生物科技有限公司**

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>