

## Tricine加样缓冲液(2×)

产品货号: R15198

产品规格: 5ml

### 产品简介:

Tricine加样缓冲液(2×)又称三羟甲基甘氨酸加样缓冲液, 是一种以考马斯亮蓝为染料, 含变性剂DTT、SDS的缓冲液。

尚宝生物 Tricine加样缓冲液(2×)主要由Tris-HCl、考马斯亮蓝、DTT、SDS等组成, 常用于Tris-tricine缓冲系统的PAGE电泳的蛋白样品的上样, 以便分析蛋白质。

### 产品组成:

名称	规格	保存条件
Tricine 加样缓冲液(2×)	5ml	4℃

### 操作步骤(仅供参考):

1. 按照每1 $\mu$ l蛋白样品加入1 $\mu$ l Tricine加样缓冲液(2×)的比例, 混合蛋白样品和Tricine加样缓冲液(2×)。
2. 直接上样到Tricine胶加样孔内, 通常电泳至蓝色染料到达PAGE胶的底部附近即可停止。

### 注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。



扫一扫 加微信

**上海尚宝生物科技有限公司**

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>