

PKA缓冲液(10×)

产品货号: T15164

产品规格: 100ml

产品简介:

PKA缓冲液(10×)由200mM Tris-HCl缓冲液(pH8.3)、1M氯化钠、120mM氯化镁、DTT等组成,用于研究蛋白质相互作用中PKA磷酸化反应的缓冲液,工作浓度为1×。

产品组成:

名称	规格	保存条件
PKA缓冲液(10×)	100ml	室温

操作步骤(仅供参考):

1. 按实验具体要求操作。
2. 一般与PKA、ATP、蛋白质融合体等混合使用,工作浓度为1×。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>