

## 人工小肠液

产品货号: T10343

产品规格: 500ml

### 产品简介:

人工小肠液又称人工肠液, 其英文表述为Artificial Intestinal Juice, 是模拟肠液的组分和pH值的一种溶液。本试剂采用中国药典表述, 人工小肠液主要由磷酸盐、胰蛋白酶等组成, pH值为6.8, 未经无菌处理, 可用于胶囊剂、肠溶片、滴丸剂等检测, 尤其适用于肠溶胶囊的检测。

### 产品组成:

产品名称	规格	保存条件
人工小肠液	500ml	-20℃

### 操作步骤(仅供参考):

1. 如果是检测胶囊剂、肠溶片、滴丸剂等, 一般采用升降式崩解仪, 主要由金属支架、带有挡板的吊篮组成。将待测的胶囊剂、肠溶片、滴丸剂6粒或片浸于人工胃液中, 1小时内完全崩解, 如有1粒或片不能完全崩解, 应另取6粒或片复试, 均应符合要求。
2. 如果进行其他实验, 应根据具体实验要求操作。

### 注意事项:

1. 人工小肠液为非无菌溶液, 如有无菌要求, 应注意0.22μm过滤除菌操作。
2. 人工小肠液避免反复冻融, 以免效率下降。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。4℃可保存3个月。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com