

## Sorensen磷酸缓冲液(1×,pH=6.2)

产品货号: M20195

产品规格: 500ml

### 产品简介:

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的pH值、渗透压等环境状态一致,具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用,可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。主要由无机离子组成,有时含有碳酸氢钠、葡萄糖、酚红等,如果有必要还可以加入HEPES以维持渗透压的平衡。平衡盐溶液可以作为完全培养基的基液,亦可以用于稀释浓缩的氨基酸、维生素溶液以配制完全培养基。Sorensen酸缓冲液主要由磷酸二氢钾、磷酸氢二钠组成,含极少量Ca<sup>2+</sup>、Mg<sup>2+</sup>。

### 产品组成:

名称	规格	保存条件
Sorensen磷酸缓冲液(1×,pH=6.2)	500ml	室温

### 操作步骤(仅供参考):

1. 无需配制,直接使用。

### 注意事项:

1. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 3个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司  
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>