

非变性聚丙烯酰胺连续电泳缓冲液(10×)

目录编号: T15140

产品规格: 500ml

产品简介:

非变性聚丙烯酰胺连续电泳缓冲液(10×)由 Tris、甘氨酸组成, 不含变性剂 SDS, 用于非变性条件下的单向凝胶电泳, 使用时需用蒸馏水或去离子水稀释 10 倍后使用。

产品组成:

产品组成	规格	保存温度
非变性聚丙烯酰胺连续电泳缓冲液(10×)	500ml	2-8℃

操作步骤: (仅供参考)

1. 用蒸馏水或去离子水稀释到 1×后使用。

注意事项:

1. 如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 3 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>