

## STM 溶液(0.25M,pH=7.4)

产品货号: R22031

产品规格: 100ml

### 产品简介:

STM 溶液又称蔗糖-Tris-MgCl<sub>2</sub>溶液, 可用于分离上皮细胞的质膜。尚宝生物 STM 溶液(0.25M,pH=7.4)主要由 0.25mM 蔗糖、10mM Tris、MgCl<sub>2</sub>等组成, 过滤除菌, 主要用于组织匀浆。

### 产品组成:

产品名称	规格	保存条件
STM 溶液(0.25M,pH=7.4)	100ml	-20℃

### 操作步骤(仅供参考):

1. 根据实验具体要求操作。

### 注意事项:

1. 注意无菌操作。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。



扫一扫 加微信

**上海尚宝生物科技有限公司**  
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>