

## Mg-ATP溶液(10mM,pH=7.4)

产品货号: T15158

产品规格: 100ml

### 产品简介:

Mg-ATP溶液(10mM,pH=7.4)由10mM  $Mg^{2+}$ 、10mM ATP组成, 调节pH值至7.4, 用于在凝胶中直接分析激酶。

### 产品组成:

名称	规格	保存条件
Mg-ATP 溶液(10mM,pH=7.4)	100ml	-20℃

### 操作步骤(仅供参考):

1. 按实验具体要求操作。
2. 一般ATP工作浓度为50 $\mu$ M。

### 注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司  
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>