

氯化锂乙醇溶液(1M)

产品货号: T16292

产品规格: 500ml

产品简介:

氯化锂(Lithium chloride)分子量为42.39, 分子式为LiCl, 可用作空气调节以及助焊剂、干燥剂等。氯化锂乙醇溶液(1mol/L)由氯化锂、高纯度乙醇组成。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
氯化锂乙醇溶液(1mol/L)	500ml	4°C

操作步骤(仅供参考):

1. 按实验具体要求操作。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>