

异硫氰酸胍溶液(5M,RNase free)

产品货号: T11126

产品规格: 100ml

产品简介:

异硫氰酸胍溶液(Guandine thiocyanate, GITC)分子量为118.16, 可用于变性裂解细胞, 提取RNA, 无RNase和DNase活性。该溶液经RNase free处理, 多用于提取细胞总RNA实验中的强烈变性剂和裂解剂。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
异硫氰酸胍溶液(5M,RNase free)	100ml	室温

操作步骤(仅供参考):

1. 按实验具体要求操作。

注意事项:

1. 如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>