

## 詹纳斯绿B染色液（1%）

产品货号：R23347

产品规格：10ml

### 产品简介：

詹纳斯绿B(Janus Green B)又称健那绿，是一种活体染色剂，专一用于线粒体的染色，染色原理是其与线粒体中细胞色素C氧化酶结合，从而出现蓝绿色。

詹纳斯绿B染色液(1%)由詹纳斯绿B、某盐、去离子水等组成，染色过程中务必保持所取的材料活性，并且迅速操作。

### 产品组成：

产品名称	规格	保存条件
詹纳斯绿B染色液（1%）	10ml	4℃，避光

### 操作步骤（仅供参考）：

1. 按实验具体要求操作。
2. 取新鲜提取的线粒体与詹纳斯绿 B 染色液等量混合，一般染色，根据不同样本染色而异。

### 注意事项：

1. 染色的线粒体应是新鲜提取，尽快染色。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月有效。



扫一扫 加微信

**上海尚宝生物科技有限公司**

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>