

土壤总磷/有机磷/无机磷含量检测试剂盒（微量法）

产品货号：BA1319

产品规格：100管/96样

产品简介：

土壤总磷包括有机磷和无机磷，其中无机磷能够直接被植物利用。土壤有机磷经过矿化分解而转化为无机磷。同时测定土壤总磷、有机磷和无机磷，可以全面反映土壤磷营养状况。

利用钼蓝法定磷。取一份土样，通过浸提法测定土壤无机磷含量；另外取一份土样，经高温灼烧后，土壤有机磷转化为无机磷，测得土壤总磷含量；总磷含量减去无机磷含量，即可计算出有机磷含量。

技术指标：

最低检出限：0.3932 μ g/mL

线性范围：1-400 μ g/mL

注意：实验之前建议选择2-3个预期差异大的样本做预实验。如果样本吸光值不在测量范围内建议稀释或者增加样本量进行检测。

产品组成：

试剂名称	规格	保存条件
试剂一	液体100mL×1瓶	4°C
试剂二	液体5.5mL×1瓶	4°C
试剂三	粉剂×1瓶	4°C
标准品	液体1mL×1支	4°C

溶液的配制：

1. 试剂三：临用前配制，加入8mL蒸馏水，充分溶解后加入4mL试剂二，混匀；
2. 标准品：40 μ g/mL无机磷标准品。

需自备的仪器和用品：

可见分光光度计/酶标仪、微量玻璃比色皿/96孔板、台式离心机、可调式水浴锅、分析天平、可调式移液器、550°C高温电炉、研钵、蒸馏水、30-50目筛、100目筛。

操作步骤：

一、样本处理（可适当调整待测样本量，具体比例可以参考文献）

1.无机磷：称取通过30-50目筛子的风干土样0.01g，转移到1mL离心管，加入1mL试剂一，震荡混匀，然后置于45°C水浴1h，8000rpm，离心10min，取上清液一，用于无机磷含量测定。

2.总磷提取：取通过100目筛子的风干土样，550°C灼烧1h，冷却后称取约0.01g，转移到1mL离心管，加入1mL试剂一，震荡混匀，然后置于45°C水浴1h，8000rpm，离心10min，取上清液二，用于总磷含量测定。

二、测定步骤

1. 分光光度计/酶标仪预热30min以上，调节波长到660nm，蒸馏水调零。
2. 打开水浴锅，调节温度到40°C。
3. 空白管：取EP管，依次加入100 μ L蒸馏水，100 μ L试剂三，混匀后置于40°C水浴保温10min，室温冷却10min后于660nm测定吸光度，记为A空白管。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com

- 标准管：取EP管，依次加入10 μ L标准液，90 μ L蒸馏水，100 μ L试剂三，混匀后置于40 $^{\circ}$ C水浴保温10min，室温冷却10min后于660nm测定吸光度，记为A标准管。
- 测定管：取EP管，依次加入10 μ L上清液一或者上清液二，90 μ L蒸馏水，100 μ L试剂三，混匀后置于40 $^{\circ}$ C水浴保温10min，室温冷却10min后于660nm测定吸光度，记为A测定管。

三、土壤磷含量计算

- 土壤无机磷含量 ($\mu\text{g/g}$ 土样) = $[C\text{标准液} \times (A\text{测定管} - A\text{空白管}) \div (A\text{标准管} - A\text{空白管})] \times V\text{总} \div W$
= $40 \times (A\text{测定管} - A\text{空白管}) \div (A\text{标准管} - A\text{空白管}) \div W$
C标准液：40 $\mu\text{g/mL}$ ；W：土壤样本质量，g；V总：上清液一总体积，1mL。
- 土壤总磷含量 ($\mu\text{g/g}$ 土样) = $[C\text{标准液} \times (A\text{测定管} - A\text{空白管}) \div (A\text{标准管} - A\text{空白管})] \times V\text{总} \div W$
= $40 \times (A\text{测定管} - A\text{空白管}) \div (A\text{标准管} - A\text{空白管}) \div W$
C标准液：40 $\mu\text{g/mL}$ ；W：土壤样本质量，g；V总：上清液二总体积，1mL。
- 土壤有机磷 ($\mu\text{g/g}$ 土样) = 土壤总磷 - 土壤无机磷

注意事项：

- 试剂三配制过程中，可能会产生黑色固体，其不影响结果，注意吸取时不要将黑色固体吸入。
- 如果吸光值大于1时，样本需用蒸馏水做相应稀释。
- 空白管和标准管只需测定1-2次。
- 需在40min内完成比色。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>