

MOPS电泳缓冲液（10×，RNase free）

产品货号：T11060

产品规格：100ml

产品简介：

3-(N-吗啉基)丙磺酸简称MOPS，分子式为C₇H₁₅NO₄S，分子量为209.26，CAS号为1132-61-2。MOPS属于生物缓冲剂，经常用于配制RNA电泳缓冲液。

尚宝生物 MOPS电泳缓冲液(10×,RNase free)主要由MOPS、乙酸钠、EDTA等组成，经RNase free处理，主要用于RNA电泳。

产品组成：

试剂盒内容	规格	保存条件
MOPS电泳缓冲液(10×,RNase free)	100ml	室温，避光

操作步骤（仅供参考）：

1. 用 DEPC 处理水稀释到 1×后使用。

注意事项：

1. 如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
2. 缓冲液见光后易变黄，淡黄色完全可以使用，颜色过深后不宜使用。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>