

非变性非还原性蛋白上样缓冲液（5×）

产品货号：T15270

产品规格：2ml

产品简介：

非变性非还原性蛋白上样缓冲液(Native Gel Sample Loading Buffer, 5X), 是一种经过改良的以溴酚蓝为染料, 5倍浓缩的蛋白上样缓冲液。

本产品中不含SDS等变性试剂, 也不含DTT、巯基乙醇等还原性试剂。

可以用于常规的非变性非还原性聚丙烯酰胺凝胶(PAGE)蛋白样品的上样。

产品组成：

试剂盒内容	规格	保存条件
非变性非还原性蛋白上样缓冲液（5×）	1ml×2	室温

操作步骤 (仅供参考)：

- 按照每 4 微升蛋白样品加入 1 微升蛋白上样缓冲液(5×)的比例, 混合蛋白样品和蛋白上样缓冲液(5×)。直接上样到 PAGE 胶加样孔内即可。
- 通常电泳时蓝色染料到达胶的底端处附近即可停止电泳。

注意事项：

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：-20℃ 保存, 至少一年有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>