

## Tris平衡酚 (pH>7.8)

产品货号: T11182

产品规格: 100ml

### 产品简介:

苯酚(Phenol, C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>OH)分子量为94.11, CAS号为108-95-2, 是一种具有特殊气味的无色针状晶体, 温度升高时呈液体状态。Tris平衡酚(pH>7.8)是经Tris-HCl缓冲液(pH8.0)充分平衡的酚, 其pH值在7.8左右, 呈黄色, 并含有抗氧化剂。Tris平衡酚多用于酚氯仿法从核酸样品中去除蛋白质等, 一般配制成酚: 氯仿: 异戊醇=25: 24: 1, 用于提取DNA, 当颜色呈深红色应弃用。

### 产品组成:

| 试剂名称              | 规格    | 保存条件     |
|-------------------|-------|----------|
| Tris 平衡酚 (pH>7.8) | 100ml | 2-8℃, 避光 |

### 操作步骤 (仅供参考):

1. 按实验具体要求操作。

### 注意事项:

1. 如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。



扫一扫 加微信

**上海尚宝生物科技有限公司**

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>