

标准蛋白质溶液 (BSA,5mg/ml)

产品货号: T15307

产品规格: 1ml

产品简介:

标准蛋白质溶液(BSA,5mg/ml)是用于BCA法蛋白定量试剂盒和 Bradford法蛋白定量试剂盒的试剂,亦可作为其它方法进行蛋白浓度测定时的蛋白标准。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
标准蛋白质溶液(BSA,5mg/ml)	1ml	-20℃

操作步骤:

1. 根据实验具体要求操作。
2. 一般应做多个稀释度,以便做出标准曲线。

注意事项:

1. 避免反复冻融。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>