

## ELISA终止液（2M）

产品货号：M20266

产品规格：100ml/500ml

### 产品简介：

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的pH值、渗透压等环境状态一致，具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用，可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

尚宝生物ELISA终止液呈酸性，主要用于终止ELISA反应。该试剂为1×工作液，直接使用。

### 产品组成：

| 试剂名称          | 规格          | 保存条件 |
|---------------|-------------|------|
| ELISA 终止液（2M） | 100ml/500ml | 室温   |

### 操作步骤：

1. 洗涤后，每孔加入底物溶液，室温反应恰当的时间。
2. 每孔加入 50  $\mu$ l ELISA 终止液，终止反应。
3. 测定 OD 值。

### 注意事项：

1. 注意密闭保存，避免挥发。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>