

磷酸盐-SDS电泳缓冲液（4×）

产品货号：T15156

产品规格：500ml

产品简介：

磷酸盐-SDS电泳缓冲液(4×)由磷酸氢二钠、磷酸二氢钠、SDS等组成，用于SDS聚丙烯酰胺凝胶电泳，使用时需用蒸馏水或去离子水稀释4倍后使用。

产品组成：

试剂名称	规格	保存条件
磷酸盐-SDS 电泳缓冲液（4×）	500ml	室温

操作步骤：

1. 用蒸馏水或去离子水稀释到 1×后使用。

注意事项：

1. 如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>