

免疫染色一抗稀释液

产品货号: M20155

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

免疫染色一抗稀释液(Immunol Staining Primary Antibody Dilution Buffer)可以用于免疫染色时一抗(primary antibody)的稀释和配制。使用 尚宝生物免疫染色一抗稀释液稀释和配制的一抗可以在4℃保存和使用6个月, 可以反复多次用于免疫染色。按照每个一抗稀释10ml计算, 100ml免疫染色一抗稀释液可以稀释10次一抗。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
免疫染色一抗稀释液	100ml/500ml	4℃

操作步骤:

1. 参考所用的一抗的说明书, 以及样品中目的蛋白的含量, 按照适当比例, 例如 1:1000~1:500 稀释一抗。
2. 一抗稀释后即可直接用于非荧光免疫染色。
3. 一次免疫染色结束后, 可以回收稀释的一抗, 4℃保存, 以用于下次的免疫染色。

注意事项:

1. 为了能使抗体可以反复多次使用, 建议尽量在 4℃进行一抗和蛋白膜的结合反应, 以减缓一抗的衰减速度。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>