

PBST(10×, pH7.4)

产品货号: M20177

产品规格: 500ml

产品简介:

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的pH值、渗透压等环境状态一致, 具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用, 可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

磷酸缓冲盐溶液即Phosphate-Buffered Salin, 是最常用的磷酸盐缓冲溶液之一, 又称Dulbecco's 磷酸缓冲盐溶液、Dulbecco's PBS、D-PBSA、CMF-DPBS、D-PBS、DPBS。尚宝生物PBST(10×, pH7.4) 由氯化钠、磷酸氢二钠、磷酸二氢钠等组成, 含0.05%Tween20, 不含Ca²⁺、Mg²⁺, pH值为7.4, 多用作ELISA清洗液, 亦可用于清洗Western Blot实验中PVDF膜或NC膜。

产品组成:

| 试剂名称 | 规格 | 保存条件 |
|------------------|-------|------|
| PBST(10×, pH7.4) | 500ml | 室温 |

操作步骤:

1. 操作参考实验具体要求。用去离子水或蒸馏水稀释至 1×后使用。
2. 清洗膜时, 每次 5~10min, 重复 3 次。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>