

免疫血清防腐剂(10×)

产品货号: M20157

产品规格: 50ml/100ml

产品简介:

抗体是指能与相应的抗原特异性结合的具有免疫功能的球蛋白。抗体制备大多需要用纯化的抗体免疫动物,获取免疫血清。免疫血清如果不能及时纯化或处理,易出现抗体变性或效价降低,甚至完全消失。

尚宝生物 免疫血清防腐剂(10×)由NaN₃等多种防腐剂组成,免疫血清中加入该防腐剂后4℃可保存 1~2 年。免疫血清防腐剂(10×)不适用于保存标记荧光的抗体,因其中含有的NaN₃具有淬灭荧光素的作用。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
免疫血清防腐剂(10×)	50ml	室温

操作步骤:

1. 按实验具体要求操作。
2. 一般按动物血清:免疫血清防腐剂(10×)=9:1 的比例混合后,4℃保存。

注意事项:

1. 血清保存期间避免反复冻融,否则抗体变性或效价降低,甚至完全消失。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 24 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>