

免疫血清防腐剂(10×, 荧光抗体用)

产品货号: M20158

产品规格: 50ml/100ml

产品简介:

抗体是指能与相应的抗原特异性结合的具有免疫功能的球蛋白。抗体制备大多需要用纯化的抗体免疫动物, 获取免疫血清。免疫血清如果不能及时纯化或处理, 易出现抗体变性或效价降低, 甚至完全消失。

尚宝生物 免疫血清防腐剂(10×, 荧光抗体用)由硫柳盐等多种防腐剂组成, 标记荧光的抗体免疫血清中加入该防腐剂后4℃可保存1年, 不含NaN₃。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
免疫血清防腐剂(10×, 荧光抗体用)	50ml	室温

操作步骤:

1. 按实验具体要求操作。
2. 一般按动物血清: 免疫血清防腐剂(10×)=9:1 的比例混合后, 4℃保存。

注意事项:

1. 血清保存期间避免反复冻融, 否则抗体变性或效价降低, 甚至完全消失。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 24 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>