

氯化钾溶液（3.5M,无菌）

产品货号：T16526

产品规格：500ml

产品简介：

氯化钾(Potassium chloride)分子量为74.55，分子式为KCl，CAS号为7447-40-7，性质与氯化钠相似，是多种科研试剂的基础成分，可用于调节人体电解质平衡。氯化钾溶液(3.5M,无菌)由氯化钾、去离子水组成，经高压灭菌处理。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件
氯化钾溶液(3.5M,无菌)	500ml	室温

操作步骤 (仅供参考)：

1. 按实验具体要求操作。

注意事项：

1. 注意无菌操作，避免微生物污染。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>