

氯化钾溶液 (3.3M)

产品货号: T16524

产品规格: 500ml

产品简介:

氯化钾(Potassium chloride)分子量为74.55, 分子式为KCl, CAS号为7447-40-7, 性质与氯化钠相似, 是多种科研试剂的基础成分, 可用于调节人体电解质平衡。氯化钾溶液(3.3M)由氯化钾、去离子水组成。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
氯化钾溶液(3.3M)	500ml	室温

操作步骤 (仅供参考):

1. 按实验具体要求操作。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>