

## 硫酸镁溶液（1M，无菌）

产品货号：T16515

产品规格：500ml

### 产品简介：

硫酸镁(Magnesium sulphate)分子量为120.39，分子式为 $MgSO_4$ ，用途极为广泛，可用于医药、工业、饲料等领域。硫酸镁通常含有7个分子的结晶水，即  $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ 。硫酸镁溶液(1M，无菌)由硫酸镁、去离子水组成，经高压灭菌处理。

### 产品组成：

产品名称	规格	保存条件
硫酸镁溶液(1M,无菌)	500ml	室温

### 操作步骤 (仅供参考)：

1. 按实验具体要求操作。

### 注意事项：

1. 注意无菌操作，避免微生物污染。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>