

三氯化铁水溶液（10%）

产品货号：T16319

产品规格：100ml/500ml

产品简介：

氯化铁(Ferric chloride)又称三氯化铁，化学式为 FeCl_3 ，分子量为162.2，CAS号为7705-08-0，可用于金属蚀刻、污水处理、氧化剂等。三氯化铁水溶液(10%)由无水氯化铁、去离子水组成。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件
三氯化铁水溶液(10%)	100ml	室温 避光
三氯化铁水溶液(10%)	500ml	室温 避光

操作步骤 (仅供参考)：

1. 按实验具体要求操作。

注意事项：

1. 注意密闭保存，避免挥发和腐蚀物品。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>