

磷酸氢二钠-柠檬酸缓冲液 (pH=2.2-8.0)

产品货号: T16283

产品规格: 500ml

产品简介:

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的pH值、渗透压等环境状态一致,具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用,可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。柠檬酸钠又称枸橼酸钠,在工业上可以作为螯合剂,在医药行业可作为抗凝剂。在生物学上,柠檬酸钠可与磷酸氢二钠配合作为柠檬酸盐使用。

磷酸氢二钠-柠檬酸缓冲液(pH2.2-8.0)是0.2M磷酸氢二钠与0.1M柠檬酸按照不同比例混合而得,客户根据需要可选pH3.0、3.2、3.4、3.6、3.8、4.0、4.2、4.4、4.6、4.8、5.0、5.2、5.4、5.6、5.8、6.0、6.2、6.4、6.6。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
磷酸氢二钠-柠檬酸缓冲液(pH2.2-8.0)	500ml	室温

操作步骤 (仅供参考):

1. 根据实验具体要求操作。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>