

磷酸氢二钠-磷酸二氢钠缓冲液 (0.2M, pH=5.8-8.0)

产品货号: T16282

产品规格: 500ml

产品简介:

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的pH值、渗透压等环境状态一致, 具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用, 可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

磷酸氢二钠-磷酸二氢钠缓冲液(0.2mol/L, pH5.8-8.0)由磷酸氢二钠和磷酸二氢钠按不同比例混合而得, 磷酸根浓度为0.2mol/L, 客户根据需要可选 pH 5.8、5.9、6.0、6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7、6.8、6.9、7.0、7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、7.6、7.7、7.8、7.9、8.0。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
磷酸氢二钠-磷酸二氢钠缓冲液 (0.2M, pH=5.8-8.0)	500ml	室温

操作步骤 (仅供参考):

1. 根据实验具体要求操作。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>