

LB Lennox培养基

产品货号: T10169

产品规格: 500ml

产品简介:

LB Lennox 培养基是在经典LB培养基基础上, 经过Lennox改良, 使氯化钠的含量减半, 可以用于各种细菌培养, 常与盐敏感性抗菌素联合使用, 是分子生物学常规试剂。

尚宝生物 LB Lennox培养基由胰蛋白胨、酵母提取物、氯化钠组成, 经15psi高压灭菌20min。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
LB Lennox培养基	500ml	室温

操作说明:

1. 根据实验具体要求操作。加入合适的抗菌素和菌种进行培养。

注意事项:

1. 注意无菌操作, 尽量避免污染。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>