

## 磷酸氢二钠-磷酸二氢钾缓冲液 (1/15M, pH=4.92-9.18)

产品货号: T16280

产品规格: 500ml

### 产品简介:

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的pH值、渗透压等环境状态一致, 具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用, 可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

磷酸氢二钠-磷酸二氢钾缓冲液 (1/15M, pH4.92-9.18)由磷酸氢二钠和磷酸二氢钾按不同比例混合而得, 磷酸根浓度为1/15M, 客户根据需要可选 pH4.92、5.29、5.91、6.24、6.47、6.64、6.81、6.98、7.17、7.38、7.73、8.04、8.34、8.67、9.18。

### 产品组成:

产品名称	规格	保存条件
磷酸氢二钠-磷酸二氢钾缓冲液 (1/15M, pH=4.92-9.18)	500ml	室温

### 操作步骤 (仅供参考):

1. 根据实验具体要求操作。

### 注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>