

PAGE胶促凝剂

产品货号: T16390

产品规格: 100ml

产品简介:

可用于PAGE胶的制备, 与过硫酸铵连用催化丙烯酰胺的聚合, 制取在凝胶电泳用于分离蛋白质或核酸的聚丙烯酰胺凝胶。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
PAGE胶促凝剂	100ml	室温

产品参数:

CAS: 110-18-9

英文名称: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane

别名: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane; TEMED

分子式: C₆H₁₆N₂

分子量: 116.21

外观(性状): 无色液体

纯度: GC ≥ 99%。

注意事项:

1. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
2. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

有效期: 2年有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>