

## 牛血清白蛋白溶液（20% BSA）

产品货号：T16547

产品规格：100ml

### 产品简介：

牛血清白蛋白溶液（20% BSA）是用于包被、蛋白添加剂等多种用途的试剂，主要由BSA(组分V)、去离子水组成。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成：

产品名称	规格	保存条件
牛血清白蛋白溶液(20% BSA)	100ml	4℃

### 操作步骤（仅供参考）：

1. 根据实验具体要求操作。

### 注意事项：

1. 小心操作，防止细菌污染。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>