

咪唑溶液（1M）

产品货号：T16302

产品规格：100ml

产品简介：

咪唑是含有两个间位氮原子的五元芳杂环化合物，CAS号为288-32-4，分子量为68.08，可用作环氧树脂的固化剂以及抗菌的原料。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件
咪唑溶液（1M）	100ml	4°C

操作步骤（仅供参考）：

1. 根据实验具体要求操作。

注意事项：

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：3个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>