

## PAGE不连续凝胶电泳缓冲液（5×）

产品货号：T15160

产品规格：500ml

### 产品简介：

PAGE不连续凝胶电泳缓冲液(5×)由125mM Tris、1M甘氨酸等组成，不含变性剂SDS，用于不连续凝胶电泳，使用时需用蒸馏水或去离子水稀释5倍后使用。

### 产品组成

名称	规格	保存条件
PAGE不连续凝胶电泳缓冲液（5×）	500ml	室温

### 操作步骤 (仅供参考)：

1. 用蒸馏水或去离子水稀释到1×后使用。

### 注意事项：

1. 如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：3个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>